



## Welch Allyn 767

**Aneroidní nástenné, kolejnicové, stolní a mobilní (stojanové) tlakoměry**

**Vylepšený estetický a nový moderní design aneroidního tlakoměru 767 je správnou volbou pro moderní vzhled Vaší ordinace.**



- Velký průměr manometru – úhlopříčka 18,5cm, dobře čitelný – reflexní barvy na černém podkladě
- Oranžová reflexní ručička pro snadnější viditelnost a čitelnost
- Stolní, závěsné, kolejnicové i mobilní(stojanové) provedení
- Vnitřní ochrana proti přefouknutí
- Možnost doobjednání závěsného košíku - držák na manžetu (při požadavku na košík, je tento nutný objednat zvlášť)
- Tlakoměr je dodáván se speciálním konektorem, který umožní velmi rychlé připojení manžety požadované velikosti bez přehazování balónku

**Specifikace:**

Rozsah měření: 0 – 300 mmHg

Přesnost: +/- 3 mm Hg

Stupnice: 2 mm Hg



Otočný manometr pro snadnější viditelnost naměřených hodnot

**Závěsné provedení**



Košík k závěsnému provedení



**Stolní provedení**



Nový 5-ti ramenný stojan na kolečkách (2 bržděná) pro lepší stabilitu a manévrovatelnost

**Mobilní provedení**

Obj. číslo	Popis
800767001	Aneroidní tlakoměr 767 nástěnný
802531700	Přídavný košík k nástěnnému tlakoměru
800767009	Kolejnicové upevnění pro nástěnný tlakoměr
800767010	Aneroidní tlakoměr 767 na pojízdném stojanu s košíkem
800767016	Aneroidní tlakoměr 767 stolní provedení