

## ATMOS LC 27 – odsávačka do domácí péče, pro pečovatelskou službu nebo domovy seniorů



**Široká možnost využití – přenosná bateriová odsávačka se schopností profesionálně provádět vitálně důležité bronchiální sání u pacientů s problémy s polykáním, s cystickou fibrózou nebo kteří podstoupili laryngektomii a tracheotomii.**

- Inteligentní kontrolní systém
- Jednoduché ovládání – všechny ovládací prvky potřebné pro provoz jsou modré barvy
- Jednoduchá výměna setu pro dalšího pacienta – nádoby, filtrů a sací hadice
- Jednoduchý propojovací systém -systém zabraňuje přímému napojení hadice na zařízení
- Jednoduchá údržba a čištění, např. v myčce nádobí
- Široké spektrum příslušenství – brašna, síťový kabel, hadice, filtry atd.
- Bezhadíčkový systém připojení nádoby DDS

Technické parametry	ATMOS LC 27	ATMOS LC 27 na baterie
Max. sací výkon	27 +/- 3 l/min.	27 +/- 3 l/min.
Max. podtlak	-80 kPa +/- 5 kPa	- 80kPa +/- 5kPa
Nádoba na sekret	800 ml	800 ml
Doba provozu	30 min zapnuto/ 30 min vypnuto	30 min zapnuto/ 30 min vypnuto
Výdrž baterie		60 minut
Hmotnost v Kg (vč. nádoby na sekret)	1,8 kg	3,5 kg
Rozměry ŠxVxH mm	286x243x118mm	286x243x118mm