


ATMOS Diagnostic Cube



Moderní modulární řešení pro ucelenou diagnostiku v ORL

PC technologie výrazně ovlivnily novou filozofii přístupu k diagnostickým metodám. Firma ATMOS Vám přináší řešení ve své tzv. „kostce“, která nabízí možnost provedení přesné diagnostiky – přehledné dokumentace(tisku) – archivace výsledků – pomocí připojeného PC(laptopu) nebo v integrované síťové verzi. „Kostku“ můžete mít vestavěnou do své ORL jednotky ATMOS nebo jako samostatný přístroj.



Modulární řešení sestavy nabízí následující, i samostatně funkční součásti:



Modul Rhino 31

- Měření pomocí masky nebo olivek, obě autoklávatelné
- Stanovení intranasálního tlaku, průtoku a odporu
- Přehledné znázornění výsledků provokačního testu



Modul Sono 31

- Přesná a přehledná A-Scan ultrazvuková diagnostika paranasálního a frontálního sinusu
- Možnost zesílení akustických křivek
- Měření velikosti cyst



Modul Tymp 31

- Testovací kalibrační zařízení v rukojeti
- Ypsilaterální / kontralaterální reflex, funkční test Eustachovy trubice, únavový test
- Automatická volba tónu dle věku pacienta



iHandle

Maximálního pohodlí u všech uvedených typů vyšetření dosáhnete pomocí iHandle – inteligentního držáku pro auto-aktivaci všech instalovaných sond nebo pomocí připojeného pedálu.

Informace o aktuálně zvýhodněných kombinacích sestav Diagnostic Cube obdržíte od našich specialistů:

Lenka Havlíková +420 728 720 051, havlikova@mewadia.cz
Ing. Jaromír Hink +420 737 329 835, hink@mewadia.cz

MeWAdia s.r.o., Hlinky 64, 603 00 Brno
Tel.: 543 247 834, Fax: 542 215 617, www.mewadia.cz

 **MeWAdia s.r.o.**
Pro Vaši kvalitnější praxi...