



Čelní lampa ATMOS HL 21 LED :

- Bezdrátová LED technologie
- Možnost fokuse
- Velmi jasné světlo podobající se dennímu světlu
- Velmi ergonomická hlavová část s nastavitelnou páskou
- Li-Ion baterie s možností Eco a Power provozu / 4 hod., popř. 2 hod./
- Dobíjení přes síťový adapter – cca 2 hod.
- Svítivost 50lm/60 klx, světelné pole nastavitelné od pr. 25mm do 55mm při vzdálenosti 17 cm

Parametry	
Napětí	230V
Akku kapacita	1950mAh
Nabíjení	2 hod.
Životnost	50000 hod.
Výkon	2W
Hmotnost čelní lampa / baterie	200g/80g
Třída klasifikace	I