

Digitální hrudní drenážní systémy ATMOS



Široká možnost využití – kardiochirurgie, plicní a hrudní chirurgie, emergency, intenzivní medicína

- Digitálně kontrolovaný průtok a sání s tichým provozem
- Intuitivní ovládání přes dotykový LCD displej
- Dvuhadičkový set – 1x pro měření podtlaku, 1x pro proplach
- Regulace podtlaku přímo v místě zákroku, ne pouze v přístroji, díky tomu dochází k eliminaci sifonového efektu
- Objektivní terapeutická data v reálném čase
- Automatické proplachování hadice zamezuje vytváření usazenin a chybné interpretaci výsledků
- Nezávislý na připojení k centrálnímu podtlaku, podporuje mobilitu pacienta
- Přináší úsporu pracovní doby pro personál, zkrácení doby pro aplikaci drenáže, zkrácení pobytu pacienta na lůžku a obecně úspory v nemocniční péči
- Možnost ukládání dat na USB klíč ve formátu PDF a Excel

Technické parametry	C 051 Thorax	S 201 Thorax
Max. sací výkon	5+/- 0,5l/min.	18+/- 2,0l/min.
Podtlak (nastavitelný)	-5 až -100 mbar	-5 až -100 mbar
Nádoba na sekret	800 ml	2000 ml
Provoz na baterii	Max. 16h.	Max. 12h.
Grafické zobrazení trendů zpětně	60 minut až 12 dní	60 minut až 12 dní
Hmotnost v Kg (vč. nádoby na sekret)	1,3kg	3,7kg
Rozměry ŠxVxH mm	164x206x95mm	366x250x168mm
Hladina hluku	34dB	31dB